

Tiêm thuốc trị tiểu đường của quý vị

Làm theo những khuyến nghị này để lần tiêm được dễ chịu và hiệu quả.^{1,§ #}

BƯỚC 1: Trộn thuốc của quý vị (đối với hỗn hợp NPH và insulin)[^]



10 + 10



Lăn bút giữa hai lòng bàn tay và nhẹ nhàng lắc nghiêng ít nhất 20 lần.

Kiểm tra bằng mắt xem có còn bất cứ tinh thể nào ở đáy của ngăn chứa thuốc không.

BƯỚC 2. Lắp kim mới vào bút tiêm của quý vị*



Luôn vận thẳng đứng kim.



Tháo nắp bên ngoài và tháo nắp có màu bên trong.



BƯỚC 3. Gỡ bút để không khí thoát ra ngoài và bấm chọn liều lượng của quý vị*



Trước mỗi lần tiêm, hãy bấm chọn tối thiểu hai đơn vị và gỡ bút để không khí thoát ra ngoài trong khi giữ bút tiêm theo hướng mũi kim tiêm thẳng đứng hướng lên phía trên. Lặp lại bước này cho đến khi xuất hiện một giọt thuốc ở đầu mũi kim để đảm bảo bút hoạt động bình thường và không có bọt khí. Sau đó bấm chọn liều lượng cần thiết của quý vị.

[^] Luôn luôn làm theo hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất thuốc tiểu đường của quý vị cung cấp.

* Đây là những khuyến nghị chung.



Tiêm thuốc trị tiểu đường của quý vị

BƯỚC 4: Lắp kim, tiêm thuốc và giữ



Cắm kim vào khu vực tiêm và đẩy trụ trượt dứt khoát xuống vị trí số 0 để tiêm.



Để đảm bảo tiêm đúng liều lượng thuốc, điều quan trọng là hãy giữ kim dưới da ít nhất 10 giây.

BƯỚC 5: Vứt bỏ kim tiêm của quý vị đi



Sau mỗi lần tiêm, hãy tháo kim và vứt bỏ vào thùng đựng vật nhọn.



1 lần tiêm = 1 kim tiêm mới

^ALuôn luôn làm theo hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất thuốc tiểu đường của quý vị cung cấp. Đây là những khuyến nghị chung.

Hãy hỏi Chuyên gia Y tế của quý vị về độ dài kim phù hợp với quý vị:

Chiều dài kim được khuyến nghị



Kim Tiêm BD Ultra-Fine™
4mm x 32G (0,23mm)
Mã Sản phẩm NDSS: 101



Kim Tiêm BD Micro-Fine™
+ 5mm x 31G (0,25mm)
Mã sản phẩm NDSS: 97

Kim Tiêm BD Ultra-Fine™ 4mm với Công nghệ EasyFlow™

- Đầu kim 5 góc vát giúp đảm bảo mang lại cảm giác tiêm nhẹ nhàng và thoải mái hơn^{2#}
- Cần ít lực và thời gian hơn để tiêm đối với những người có vấn đề về lực tay^{3,§#}
- Kim tiêm mỏng nhất, nhỏ nhất của BD phù hợp với hầu hết người mắc bệnh tiểu đường^{1,§#}

§ So với kim tiêm vách mỏng BD tiêu chuẩn.

So với kim tiêm 3 góc vát BD tiêu chuẩn.

Tài liệu tham khảo:

1. Frid AH, Kreugel G, Grassi G và đồng nghiệp Mayo Clin Proc. Tháng 9 năm 2016;91(9):1231-1255. 2. Hirsch L, Gibney M, Berube J, Manocchio J. J Diabetes Sci Technol. (Tạp chí Công nghệ Khoa học về Tiểu đường) 2012; 6(2): 328-335. 3. Aronson R, Gibney, Oza K. và đồng nghiệp Clin Ther. 2013; 35: 923-933.

Becton Dickinson Pty Ltd, 4 Research Park Drive, North Ryde NSW 2113, Úc
Số Điện Thoại Miễn phí: 1800 656 100

bd.com



© 2017 BD. BD, Logo BD và tất cả các nhãn hiệu khác đều là tài sản của Becton, Dickinson và Công ty. BD-2761

Translation is ISO17100 certified.

